

## راهنمای کیت تشخیص JAK2 Qualitative Detection Kit (RUO -24 Test)

شرکت رادمان تشخیص پارس

REF: RTP058

### ❖ مقدمه

ژن JAK2 (JANUS KINASE 2) تیروزین کیناز JAK2 را کد می کند، که با بخش سیتوپلاسمی انواع سیتوکین های غشایی و گیرنده های فاکتور رشد برای انتقال سیگنال در سلول های خونساز مرتبط است. سیگنال دهی از طریق فعال سازی JAK2 باعث فسفوریلاسیون مبدل های سیگنال پایین دست و فعال کننده های پروتئین های رونویسی (STAT) (مانند STAT5) می شود. فعال شدن این مسیر پیام رسانی در نهایت منجر به رشد و تمایز سلولی می گردد. نئوپلاسم میلوپرولیفراتیو مزمن (MPN) ، بدخیمی سلول های بنیادی خونساز کلونال می باشد، که با تولید بیش از حد سلول های خونی مشخص می گردد. MPN اغلب دارای یک جهش تک نوکلئوتیدی اکتسابی در JAK2 است که به عنوان C. G1849T مشخص می شود.

جهش Val617Phe (V617F)، جهشی با افزایش عملکرد است که منجر به تکثیر توده ی سرطانی می شود. جهش JAK2 V617F در 95 تا 98 درصد پلی سیتی می ورا (PV)<sup>3</sup> ، 50 تا 60 درصد میلو فیروز اولیه<sup>4</sup> (PMF) و ترومبوسیتمی ضروری<sup>5</sup> (ET) مشاهده می شود. معیارهای تشخیصی برای ET، MF، PV و MF که توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) پذیرفته شده است، شامل شناسایی یک نشانگر کلونال، برای آزمایش جهش JAK2 V617F در آگزون 14.1 است.

بررسی موتاسیون JAK2 V617F به تمایز این اختلالات میلوپرولیفراتیو از سایر شرایطی که ممکن است با علائم مشابهی مانند پلی سیتی می ثانویه<sup>6</sup> یا ترومبوسیتوز<sup>7</sup> واکنشی ظاهر شوند، کمک می کند. علاوه بر این، وجود یا عدم وجود جهش JAK2 V617F می تواند بر پیش آگهی تأثیر بگذارد و طبقه بندی خطر را برای بیماران مبتلا به MPNs اطلاع دهد.

### ❖ حیطة ی کاربرد

کیت RTP JAK2 Qualitative Detection برای تشخیص کیفی جهش V617F در ژن JAK2 با استفاده از تکنیک Real-Time PCR بر روی DNA ژنومی بیماران مشکوک به اختلال میلوپرولیفراتیو طراحی گردیده است. اساس کیت مبتنی بر تقویت و تکثیر ناحیه ژن آلی توسط پرایمر-پروب های اختصاصی JAK2 می باشد. در این کیت دو واکنش مستقل به صورت موازی وجود دارد:

در هر ویال واکنش، پرایمر-پروب اول JAK2 را شناسایی می کند و پرایمر-پروب دومی شناسایی ژن رفرانس (ژن مرجع که جفت پرایمر پروب آن قابلیت شناسایی هیچگونه پلی مورفیسم JAK2 را ندارد) را تشخیص می دهد.

<sup>1</sup>Signal transducer and activator of transcription

<sup>2</sup> Myeloproliferative neoplasm

<sup>3</sup> Polycythemia vera

<sup>4</sup> Myelofibrosis

<sup>5</sup> Essential Thrombocytopenia

<sup>6</sup> Secondary polycythemia

<sup>7</sup> Thrombocytosis

### ❖ محتویات کیت

کیت RTP JAK2 Qualitative Detection حاوی معرف های تکثیر کننده برای 24 تست می باشد. پیشنهاد می گردد قبل از آغاز واکنش، جهت ارزیابی کیفیت و میزان DNA نمونه، ابتدا مراحل واکنش با شناسایی میزان ژن مرجع در نمونه های کنترل مثبت، کنترل منفی و نمونه بیمار ست شود.

محتویات	توضیح محتویات	حجم
JAK2 QL Master Mix	مخلوط مستر میکس مورد نیاز برای PCR	240µL
JAK2 QL Primer & Probe Mix	پرایمر پروب مخصوص شناسایی موتاسیون V617F و ژن رفرانس	120µL
JAK2 QL Positive Control (PC)	Positive Control	100 µL
JAK2 QL NTC	Nuclease free Water	500µL

جدول 1

### ❖ شرایط نگهداری کیت

- تمامی اجزای کیت می بایست در دمای 20- درجه سانتیگراد نگهداری شوند. در صورت نگهداری در این شرایط تا زمان تاریخ انقضای مندرج بر روی ویال ها، کیت قابل استفاده می باشد.
- از ذوب و انجماد کردن مکرر اجزای کیت جدا خودداری نمایید. در صورت نیاز به استفاده مکرر، پیشنهاد می شود محلول ها را بسته به میزان مورد نیاز در هر بار استفاده در ویال های جداگانه در دمای 20- درجه سانتیگراد نگهداری کنید. اینکار در حفظ کیفیت و حساسیت کیت نقش موثری دارد.
- نتایج کنترل کیفی نشان می دهد اجزای کیت قابلیت سه مرتبه متوالی ذوب و انجماد را دارند. از ذوب و انجماد محلول ها بیش از سه مرتبه جدا خودداری کنید.
- کلیه اجزای کیت تا تاریخ انقضا درج شده بر روی محصول پایدار می باشند و در نتیجه پس از گذشت تاریخ انقضا از این محصول استفاده نشود.

نتایج مطلوب و صحیح از طریق استفاده دقیق طبق دستورالعمل استفاده از کیت بدست می آید، هر گونه تخلف از این دستورالعمل می تواند منجر به بدست آمدن جواب های نامعتبر شود.

### ❖ موارد مورد نیاز جهت انجام واکنش که در داخل کیت تعبیه نشده اند

- پیپت در اندازه های مختلف
- سمپلر و سر سمپلر فیلتر دار در سایز های مختلف
- ویال های میکروسانترفیوژ استریل در اندازه های ۵ / ۱ و ۲ میلی لیتر و ۰/۲ میلی لیتری
- هود لامینار
- آب مقطر استریل
- اتانول ۹۶-۱۰۰ درصد

Site : [www.rtpmed.com](http://www.rtpmed.com)  
Email : [info@rtpmed.com](mailto:info@rtpmed.com)

- دستگاه Real-Time PCR
- دستگاه ورتکس-اسپین
- کیت استخراج DNA
- ویال های مخصوص دستگاه PCR
- هات پلیت

### ❖ دستگاه های سازگار با کیت RTP JAK2 Qualitative Detection

کیت RTP JAK2 Qualitative Detection قابل استفاده با انواع مختلف دستگاه Real-Time PCR روتوری و پیلیتی می باشند، در پایین به تعدادی از این دستگاه ها اشاره شده است:

- Applied Biosystems™ 7500 series
- Applied Biosystems™ QuantStudio® 3 & 5
- Rotor-Gene Q
- Bio-Rad CFX96, CFX384
- Roche - LightCycler® 480/480 II and COBAS z 480
- AriaMx Real-Time PCR

### ❖ استخراج DNA

جهت استخراج اسید نوکلئیک می توان از انواع کیت های موجود در بازار که توسط تولید کنندگان مختلف در دسترس هستند استفاده نمود. لیکن پیشنهاد ما استفاده از کیت استخراج اسید زیر است:

نوع نمونه	کیت پیشنهادی	کمپانی سازنده
خون	RTP Blood DNA Extraction Kit	رادمان تشخیص پارس

- با توجه به اهمیت نقش کیفیت و خلوص DNA استخراج شده در عملکرد کیت پیشنهاد می گردد، حتما پیش از آغاز ارزیابی موتاسیون، کیفیت و خلوص DNA توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر سنجیده شود.
- میزان A260/A280 می بایست بین ۱/۷ تا ۲/۰ باشد، مقادیر کمتر این مقدار نشان دهنده وجود آلودگی پروتئینی است.

توجه: از خون منجمد برای استخراج DNA استفاده نکنید.

## ❖ مراحل انجام واکنش Real-Time PCR

آماده سازی واکنش برای نمونه ها

جهت آماده سازی مخلوط واکنش مطابق جدول زیر عمل نمایید:

مقدار برای یک واکنش	نام معرف
10 $\mu$ L	JAK2 QL Master Mix
5 $\mu$ L	JAK2 QL Primer & Probe Mix
15 $\mu$ L	حجم نهایی

جدول ۲

- 15 میکرولیتر از JAK2 QL Master Mix آماده شده فوق را در ویال های 0.2 میلی لیتری مخصوص واکنش PCR انتقال دهید و درب آن را ببندید
- برای ۱۵ میکرولیتر از مخلوط واکنش بالا، ۵ میکرولیتر DNA نمونه اضافه کنید.
- ۵ میکرولیتر از کنترل مثبت ارائه شده را به لوله کنترل مثبت اضافه کنید و حجم نهایی ویال کنترل مثبت را به ۲۰ میکرولیتر برسانید.
- ۵ میکرولیتر آب استریل را به لوله کنترل منفی اضافه کنید و حجم نهایی ویال کنترل منفی را با آب استریل به ۲۰ میکرولیتر برسانید.

## ❖ نکات مهم در هنگام انجام فرآیند Real-Time PCR

- ❖ تمام معرف ها را در دمای محیط (۱۵-۲۵ درجه سانتیگراد) ذوب کنید.
- ❖ معرف های واکنش نباید ورتکس شوند، در عوض با ضربه ملایم محتوای ویال را مخلوط کرده و هرگز مخلوط واکنش آماده شده را ورتکس نکنید.
- ❖ تمام ویال های معرف قبل از استفاده اسپین گردد.
- ❖ سپس جهت اطمینان از مخلوط شدن اجزای واکنش ویال ها را چند باز سرو ته نموده و سانتریفیوژ نمایید. در ادامه جهت انجام واکنش PCR ویال های را در دستگاه Real-Time PCR قرار دهید.

## ❖ برنامه زمانی و دمایی دستگاه

مطابق جدول زیر پروفایل دمایی و زمانی را تنظیم کنید.

مرحله	دما به درجه سانتیگراد	زمان	خوانش فلورسنت	چرخه ها
1	94	10 دقیقه	-	1
2	94	15 ثانیه	-	40
3	60	60 ثانیه	دارد	

جدول ۳

کانال های دستگاه را مطابق جدول زیر انتخاب نمایید.

Detection	Detector Name	Reporter	Quencher
JAK2 Mutant	JAK2	FAM	None
JAK2 WT	Reference	VIC	None

Passive Reference Dye –Rox

جدول ۴

❖ تنظیمات نرم افزار دستگاه (تعیین Threshold)

S.No.	Applied Biosystem	Threshold value range
1	FAM	0.1-0.5
2	VIC	0.01-0.3

جدول ۵

با توجه به اینکه تعیین Absolute threshold Value در هر ران واکنش، بسته به نوع دستگاه و مدل و کالیبراسیون متفاوت است، خواهشمند است جهت تنظیم مناسب برای نخستین بار، با تیم پشتیبانی مولکولی شرکت رادمان تشخیص پارس تماس حاصل فرمایید.

❖ تفسیر داده ها

• آنالیز واکنش های مربوط به کنترل مثبت و منفی:

کنترل ها	Ct در کانال FAM/VIC	تفسیر داده
کنترل منفی	عدم تکثیر	تست درست انجام شده و امکان ارزیابی نتایج نمونه وجود دارد.
	هر گونه Ct	آلودگی: آزمایش دوباره تکرار شود. امکان آنالیز نتایج نمونه وجود ندارد.
کنترل مثبت	$17 \leq Ct \leq 24$	تست درست انجام شده و امکان ارزیابی نتایج نمونه وجود دارد.
	$Ct > 24$ یا $Ct < 17$	اشتباهی در نحوه ی ست آپ واکنش و یا ست آپ PCR رخ داده و امکان آنالیز نتایج نمونه وجود ندارد.

جدول 6

• در آنالیز نتایج به نکات زیر دقت کنید:

- چنانچه Ct کنترل مثبت و منفی در بازه ی مشخص شده نبود آزمایش فاقد اعتبار بوده و نتایج قایل ارزیابی نمی باشند.
- اگر چنانچه در هر دو کانال FAM و VIC تکثیری مشاهده نشد، آزمایش فاقد اعتبار است. در این حالت امکان دارد وجود مهارکننده های PCR منجر به ایجاد نتایج منفی کاذب شده باشد.

❖ آنالیز ژن رفرانس (جهت ارزیابی کیفیت DNA نمونه):

تفسیر داده	Ct در کانال FAM/VIC	رفرانس
- نمونه حاوی مقدار مناسبی DNA بوده و برای ارزیابی موتاسیون ها مناسب است.	$15 \leq Ct \leq 28$	DNA نمونه ها
- مقدار DNA در نمونه زیاد است باید رقیق شود تا Ct در بازه مناسب قرار بگیرد.	$Ct < 15$	
- احتمال وجود مهارکننده های PCR و یا مقادیر نامناسب نمونه. در این حالت امکان ارزیابی موتاسیون وجود ندارد. مجدد مرحله استخراج را انجام دهید تا DNA نمونه با غلظت و کیفیت بالاتر داشته باشید.	$Ct > 28$	

جدول ۷

❖ تجزیه و تحلیل جهش:

- نمونه ای که آنالیز ارزیابی DNA را پشت سر می گذارد مناسب است و می تواند برای جستجو جهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، چرخه آستانه جهش (FAM) و چرخه آستانه ژن رفرانس (VIC/HEX) (Ct) را یادداشت کنید.
- مقادیر  $\Delta Ct$  باید با فرمول زیر محاسبه شوند.

$$Ct_{REF} - \Delta Ct = Ct_{Mut}$$

\*اگر در لوله های جهش مشاهده نشد، Ct 40 را به عنوان آخرین سیکل در نظر بگیرید.

به منظور تشخیص صحیح، جدول زیر را ماهده کنید و نمونه ها را با مقادیر گزارش شده در جدول زیر مقایسه کنید:

تفسیر	$\Delta Ct$	کنترل ها/نمونه ها
- عدم آلودگی: تجزیه و تحلیل نمونه ها را ادامه دهید.	بدون تقویت	کنترل منفی
- آلودگی احتمالی: امکان تجزیه و تحلیل نمونه ها وجود ندارد.	تقویت	کنترل منفی
- تجزیه و تحلیل نمونه ها را ادامه دهید.	$\Delta Ct \leq 10$	کنترل مثبت
- خطای احتمالی در ست کردن واکنش: امکان تجزیه و تحلیل نمونه ها وجود ندارد.	$\Delta Ct > 10$	کنترل مثبت
- نمونه برای جهش JAK2 V617F مثبت است	$\Delta Ct \leq 10$	نمونه های مجهول

جدول ۸

❖ ارزیابی عملکرد کیت

- کمترین حد شناسایی موتاسیون ( LOD ) : 0.5% آلل جهش یافته در پس زمینه ی 99.5% آلل Wildtype
- حساسیت بالینی: 97.78% درصد
- اختصاصیت بالینی: 98.46% درصد

❖ توصیه های لازم جهت رفع خطاهای احتمالی در Real-Time PCR:

خطای احتمالی	دلایل احتمالی	راهکارهای احتمالی
مشاهده تکثیر در نمونه ی کنترل منفی	<ul style="list-style-type: none"> <li>- وقوع آلودگی در حین آماده سازی نمونه ها و یا در حین واکنش PCR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تکرار واکنش با مواد جدید</li> <li>- پیپتاژ ویال کنترل مثبت در آخرین مرحله</li> <li>- ضدعفونی کردن محل انجام آزمایش و تمامی وسایل</li> </ul>
عدم مشاهده تکثیر در نمونه کنترل مثبت	<ul style="list-style-type: none"> <li>- درست کردن اشتباه مخلوط واکنش</li> <li>- عدم اضافه نمودن و یا اضافه کردن ناکافی کنترل مثبت</li> <li>- اضافه کردن اشتباه DNA نمونه در ویال کنترل مثبت</li> <li>- شرایط نگهداری نامناسب کنترل مثبت و یا استفاده از کنترل مثبت تاریخ مصرف گذشته</li> <li>- تنظیم اشتباه پروفایل دمایی و زمانی دستگاه</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- دقت در اضافه کردن تمامی مواد مورد نیاز در ویال</li> <li>- بررسی تمامی مراحل انجام کار بخصوص بررسی احتمال خطای سرسمپلر</li> <li>- درج نام نمونه ها روی تمامی ویال های 1/5ml میکروسانتریفیوژ و ویال PCR</li> <li>- بررسی شرایط نگهداری و تاریخ انقضای مندرج بر روی لیبل ویال کنترل مثبت و استفاده از ویال جدید</li> <li>- چک کردن پروفایل دمایی داده شده به دستگاه دستوراتعمل داخل کیت</li> </ul>

جدول 9

## ❖ هشدار های عمومی و تخصصی لازم در استفاده از کیت:

- پیش از آغاز آزمایش از کالیبر بودن تمام تجهیزات اطمینان حاصل کنید.
- تمامی مواد را پیش از آغاز واکنش در دمای محیط ذوب و سپس کمی سانتریفوژ کنید.
- DNA نمونه استخراج شده را در دمای 20 - درجه سانتیگراد نگهداری نمایید و در حین انجام آزمایش بر روی کول رک<sup>8</sup> قرار دهید.
- پیش از آغاز، محل انجام آزمایش را با محلول ضد عفونی کننده مناسب، ضد عفونی نمایید.
- تمامی مراحل انجام آزمایش بایستی زیر هود لامینار، ورک استیشن استریل انجام گردد.
- با توجه به اهمیت تاثیر کاربر متخصص در عملکرد کیت و نتایج حاصل از آن، از افراد با سابقه، متخصص و آموزش دیده جهت انجام تست کمک بگیرید.
- از کیفیت جمع آوری نمونه و استخراج آن، پیش از آغاز آزمایش اطمینان حاصل نمایید
- تمامی نمونه ها باید به صورت بالقوه عفونی در نظر گرفته شوند. پرسنل آزمایشگاه باید ملزومات پوشش حرفه ای و محافظ را رعایت کنند ( شامل دستکش های یکبار مصرف، عینک محافظ، گان و یا روپوش آزمایشگاه). شستشوی دست ها قبل و بعد از شروع کار باید انجام شود. دستکش ها بعد از هر نمونه باید تعویض شوند تا از ایجاد آلودگی جلوگیری شود
- جهت تشخیص قطعی، نتایج حاصل از کیت می بایست همراه با سایر بررسی های بالینی مورد ارزیابی قرار گردد.
- پروسه آزمایش باید مطابق با پروتکل فوق انجام شود.
- این محصول بعد از گذشتن تاریخ مصرف نباید استفاده شود.



<sup>8</sup> Cool rak